

TINKERINE FACE SHIELD

Technical Specifications

Size	39 cm x 25 cm flat packed
Weight	137 g
Materials	PETG visor Polyurethane foam Knit stretch elastic strap PLA clips and bracket
Coverage	Fully sealed at the top. Full coverage of the face, extending to the neck at the bottom and up to the ears on both sides. Compatible with loupes (2.5x, 3.5x, 4x).
Reusability	PETG visor can be sanitized and reused. Due to their porosity, it is recommended that other parts are replaced regularly at the user's discretion.
Licence	Tinkerine Face Shield is authorized under Interim Order (IO #314010). Tinkerine holds an active Medical Device Establishment License (MDEL) approved by Health Canada (MDEL #11894).



TINKERINE FACE SHIELD

Replacement Parts Kit

Weight	36 g
Materials	Polyurethane foam Knit stretch elastic strap PLA clips and bracket
Reusability	Due to their porosity, it is recommended that these parts are replaced regularly at the user's discretion.
Licence	Tinkerine Face Shield is authorized under Interim Order (IO #314010). Tinkerine holds an active Medical Device Establishment License (MDEL) approved by Health Canada (MDEL #11894).



ÉCRAN FACIAL TINKERINE

Spécifications Techniques

Taille	39 cm x 25 cm emballé à plat
Poids	137 g
Matériaux	PETG visière Mousse de polyuréthane Bande élastique tricotée Broches et support en PLA (acide polylactique)
Protection	Totalement fermé hermétiquement en haut. Protection totale du visage, s'étendant au cou en bas et aux oreilles sur les deux côtés. Compatible avec les loupes (2.5x, 3.5x, 4x).
Réutilisation	La visière PETG peut être désinfectée et réutilisée. En raison de leur porosité, il est recommandé de remplacer régulièrement les autres parties à la discrétion de l'utilisateur.
Licence	L'écran facial Tinkerine est autorisé par un Arrêté d'Urgence (#314010). Tinkerine détient une Licence d'Établissement pour les Instruments Médicaux (LEIM) approuvé par Santé Canada (LEIM #11894).



ÉCRAN FACIAL TINKERINE

Kit de Pièces de Rechange

Poids	36 g
Matériaux	Mousse de polyuréthane Bande élastique tricotée Broches et support en PLA (acide polylactique)
Réutilisation	En raison de leur porosité, il est recommandé de remplacer régulièrement les autres parties à la discrétion de l'utilisateur.
Licence	L'écran facial Tinkerine est autorisé par un Arrêté d'Urgence (#314010). Tinkerine détient une Licence d'Établissement pour les Instruments Médicaux (LEIM) approuvé par Santé Canada (LEIM #11894).

