

**WARNING:** Tinkerine Face Shield Lite is not rated for impact resistance and fire protection. It helps protect against certain fluid splatters. Misuse may result in sickness or death. Tinkerine Face Shield Lite is not sterile. Since the conditions and methods of assembly and use of Tinkerine Face Shield Lite are beyond the manufacturer's control, the manufacturer expressly disclaim any and all liability arising from any assembly and use of Tinkerine Face Shield Lite. NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING TINKERINE FACE SHIELD LITE. The user should thoroughly test any application before use. By assembling and using Tinkerine Face Shield Lite, the user does so at their own risk and waives all claims against the manufacturer. The user releases the manufacturer from all liability, whether due to foreseeable or unforeseeable risks, relating to Tinkerine Face Shield Lite. The user is solely responsible for their assembly and use of the Tinkerine Face Shield Lite. The manufacturer is not responsible for errors or omissions relating to Tinkerine Face Shield Lite. The manufacturer does not provide any medical advice.

**MANUFACTURED BY**  
Tinkerine Studios Ltd.  
#213A 8275 92nd St  
Delta, BC V4G 0A4

[www.tinkerine.com](https://www.tinkerine.com)  
[contact@tinkerine.com](mailto:contact@tinkerine.com)  
604-288-8778  
1-844-846-5377

1. Tenir la sangle derrière la visière, dans la direction exacte montrée.



2. Glissez les languettes larges.




3. Courbez légèrement pour insérer les petites languettes.



**⚠** Décollez les films de protection **des deux côtés**. Pour les écrans anti-bués, le côté traité est déjà enlevé.

4. Bouclez et attachez.



Ajustement plus serré      Ajustement plus lâche


5. Insérez la broche dans l'encoche du coin de la visière.



6. Poussez la broche dans le trou pour l'agripper.



7. Insérez la bande élastique tricotée dans les crochets.

**AVERTISSEMENT:** Cet écran facial n'est pas homologué pour la résistance aux chocs et la protection au feu. Cet écran facial aide à la protection contre certaines projections de fluides, une mauvaise utilisation peut entraîner une maladie ou même la mort. L'écran facial Tinkerine n'est pas stérile. Comme les conditions, méthodes de montage et utilisations de l'écran facial Tinkerine sont hors de contrôle du fabricant, le fabricant rejette expressément toute les responsabilités résultantes du montage et de l'utilisation de l'écran facial Tinkerine. AUCUNE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE UTILISABLE À TOUTE FIN PARTICULIÈRE, AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE NI AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N'EST DONNÉE CONCERNANT L'ÉCRAN FACIAL TINKERINE. L'utilisateur devrait tester minutieusement toute fonction avant utilisation. L'utilisateur assemble et utilise l'écran facial Tinkerine à ses propres risques et renonce à toute demande de réparation à l'encontre du fabricant. L'utilisateur libère le fabricant de toutes responsabilités, qu'elles soient dues à des risques prévisibles ou non, en relation avec l'écran facial Tinkerine. L'utilisateur est seul responsable de son montage et utilisation de l'écran facial Tinkerine. Le fabricant n'est pas responsable des erreurs ou omissions concernant l'écran facial Tinkerine. Le fabricant ne fournit aucun conseil médical.

**FABRIQUÉ PAR**

Tinkerine Studios Ltd.  
#213A 8275 92nd St  
Delta, BC V4G 0A4

[www.tinkerine.com](https://www.tinkerine.com)  
contact@tinkerine.com  
604-288-8778  
1-844-846-5377